

CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO

- Calibração dos geradores de ozônio medicinal

Os aparelhos e geradores de ozônio medicinal devem ser calibrados, de tempos em tempos, para manter a precisão adequada. A Declaração de Madrid, que é uma importante referência para a ozonioterapia mundial, especifica no item 5.2, que “ o equipamento gerador de ozônio deve ser calibrado e revisto periodicamente, de acordo com a recomendação do fabricante, para evitar aplicações ou concentrações incorretas”.

Por isso, ao comprar o seu Gerador de Ozônio Profissional, você ganha, gratuitamente, duas calibrações.

A Oxipower, seguindo os critérios de qualidade e segurança especificados na Declaração de Madrid, recomenda a calibração periódica no prazo entre 10 a 12 meses.

Obs.: Recomendamos que você guarde a caixa para utilizá-la para enviar seu aparelho pelos correios.

OxiPOWER

